



CLINIQUE D'ORTHODONTIE
Docteur Caroline TABET



OBTENIR UN JOLI SOURIRE ET UN BON
EMBOÎTEMENT DES DENTS EST ESSENTIEL.

GRÂCE À VOTRE COLLABORATION,
NOUS ALLONS TOUT FAIRE POUR Y PARVENIR.

CORRECTION DE CLASSE II/III PAR MOTION 3D



VOTRE COOPÉRATION EST NOTRE PLUS BEL ATOUT !
PAR AVANCE MERCI POUR VOTRE AIDE.

- 31 Bis Rue Barla, 06300 Nice
- Téléphone: 04.92.27.13.30
- orthodontie.tabet@gmail.com
- www.docteur-tabet-caroline.chirurgiens-dentistes.fr
- Notre plus belle couleur : **votre sourire !**

Le dispositif Carriere Motion 3D permet une correction orthodontique, par un système lisse et confortable.

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Au moyen des dernières innovations, ce dispositif garantit une première phase de traitement rapide, efficace et esthétique. En corrigeant la malocclusion en premier, votre temps de traitement global peut être réduit.

La durée normale de traitement avec ce dispositif est de 3 à 6 mois, elle peut varier en fonction des cas. Une fois le résultat souhaité obtenu, nous enlèverons le dispositif et nous compléterons éventuellement votre traitement avec un autre appareil.

AVANT BRACKETS OU ALIGNEURS

Le traitement orthodontique ne se contente pas d'aligner les dents. Corriger la malocclusion est le plus important.



PLACEMENT

Le dispositif Motion 3D est collé sur vos dents pendant la première phase de votre traitement orthodontique. Plus esthétique, il permet aussi de déplacer les dents plus rapidement.



APRÈS BRACKETS OU ALIGNEURS



VOS AVANTAGES



UN TEMPS DE TRAITEMENT RÉDUIT

Le dispositif est utilisé en début de traitement pour corriger la malocclusion, ce qui permet de déplacer les dents plus rapidement et de passer moins de temps avec les brackets ou aligneurs.



DES ÉLASTIQUES DÈS LE DÉBUT

Les élastiques se mettent dès le début du traitement et non à la fin lorsque vous avez hâte d'enlever votre appareil !



ESTHÉTIQUEMENT AGRÉABLE

Sa conception unique rend le dispositif à peine visible en bouche.



UNE ÉLOCUTION NORMALE

Contrairement aux autres dispositifs, la qualité de votre élocution ne sera pas affectée.



FIN ET DISCRET

La surface douce rend le dispositif confortable à porter, sans piquer les joues ou les lèvres.



FACILE À NETTOYER

Il est facile de se laver les dents et d'avoir une bonne hygiène buccale. La gouttière se nettoie à l'eau avec la brosse à dents. Il ne faut pas la mettre dans l'eau chaude.